



# WB促销汇总



WB全线产品要么**特价**

要么满额送**精美礼品** 数量有限，先到先得

## WB第一步：有效抽提，保证蛋白结构完整性

RIPA裂解液；

高性价比的蛋白酶/磷酸酶抑制剂，

更快的免疫沉淀和蛋白纯化试剂；

种类甚多的超滤管史上最低价，你想要的这里都有

	货号	品名	品牌
蛋白抽提与 样本制备	9806S	RIPA Buffer (10X)	CST
	524625-1SETCN	Phosphatase Inhibitor Cocktail Set II	Merck Millipore
	4693132001	cOmplete,EDTA-free,EASYpack,20 ( 50 ml solution )	Roche
	539134-1MLCN	Protease Inhibitor Cocktail Set III,EDTA-Free	Merck Millipore
	539134-1SETCN	Protease Inhibitor Cocktail Set III,EDTA-Free	Merck Millipore
	5872S	Protease/Phosphatase Inhibitor Cocktail (100X)	CST
	LSKMAGA10	PureProteome? Protein A Magnetic Beads	Merck Millipore
	LSKMAGG10	PureProteome? Protein G Magnetic Beads	Merck Millipore
	16-266	Protein G Agarose, Fast Flow (10mL packed beads)	Merck Millipore
	16-156	Protein A Agarose, Fast Flow (10 mL packed beads)	Merck Millipore
	17-1279-01	rProtein A Sepharose Fast Flow ( 5ml )	GE
	17-0618-01	Protein G Sepharose 4 Fast Flow ( 5ml )	GE
	UFC50XX24/96	Amicon Ultra 0.5ml超滤离心管	Merck Millipore
	UFC80XX24/96	Amicon Ultra 4ml超滤离心管	Merck Millipore
	UFC90XX24/96	Amicon Ultra 15ml超滤离心管	Merck Millipore

## WB第二步：便捷的电泳与高效转膜

1.7-315kDa的预染marker；

0.2um或0.45um的膜，更有市面上唯一一款不需要甲醇的PVDF新膜

	货号	品名	品牌
电泳与转膜	13070S	Color-coded Prestained Protein Marker, Low Range (1.7-42 kDa) ,	CST
	12949S	Color-coded Prestained Protein Marker, High Range (43-315 kDa) ,	CST
	P7712S	彩色预染蛋白 Standard, 宽范围 ( 11-245 kDa ) , 150 gel lanes	NEB
	P7712L	彩色预染蛋白 Standard, 宽范围 ( 11-245 kDa ) ,750 gel lanes	NEB
	P12103-2	预染蛋白双色Marker ( 10-250kDa ) , 250ul * 2 ( 高性价比 )	海利克斯
	P12103-10	预染蛋白双色Marker ( 10-250kDa ) , 250ul * 10 ( 高性价比 )	海利克斯
	IPVH00010	PVDF膜 26.5cm x 3.75m , 0.45um	Merck Millipore
	ISEQ00010	Immobilon-P SQ 26.5cm x 3.75m roll PVDF, 0.2um	Merck Millipore
	IEVH00005	Immobilon-E Transfer Membrane, transient hydrophilic PVDF, 26.5 cm x 1.875 m , 0.45um ( 不需要甲醇预润湿的PVDF膜 )	Merck Millipore

### WB第三步：封闭

信号增强剂，灵敏度**增强2-10倍**，单瓶混装500mL，直接当做**封闭剂和抗体稀释液**用，操作简便，非低丰度蛋白还可节约抗体用量

	货号	品名	品牌
封闭	WBSH0500	Immobilon® Signal Enhancer	Merck Millipore

进口的脱脂奶粉或针对磷酸化抗体的封闭剂，**无蛋白化学试剂**，不会像牛奶一样在膜表面形成厚而黏稠的一层，有效降低背景

	货号	货号	品名
封闭	9999S	Nonfat Dry Milk	CST
	WBAVDP001	blok- PO (Phosphoprotein Blocker)	Merck Millipore

### WB第四步：抗体孵育与洗涤

**优质的抗体**，信号增强剂，方便的洗涤液

	货号	品名	品牌
抗体孵育与 洗涤	AP132P	Goat anti-Rabbit IgG	Merck Millipore
	AP124P	Goat anti-Mouse IgG	Merck Millipore
	9997S	Tris Buffered Saline with Tween® 20,1000ml	CST
	9809S	Phosphate Buffered Saline with Tween® 20 (PBST-20X), 1000ml	CST

### WB第五步：检测

低至 400飞克级灵敏度，常规运用，经典款，高性价比，单瓶混装和2瓶装均有

	货号	品名	品牌
检测	WBKLS0500	IMMOBILON WESTERN CHEMILUM HRP SUBSTRATE 500ml	Merck Millipore
	WBLUF0100	Luminata Forte Western HRP Substrate 100ml	Merck Millipore

**超低飞克级别**，超高灵敏度

	货号	品名	品牌
检测	WBULS0100	Immobilon® ECL HRP Substrate - 100mL	Merck Millipore

## 满额送-WB神器

更详细的**特价**信息或者一抗等其他相关产品，请联系我们

0592-5755662/3 llbio@llbio.com

或者登陆<http://www.llbio.com>查询

